

Classe: BACTERIOLOGIA

Modelo**18092 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL
HASTE DE MADEIRA CX/100****Características**

O produto SWAB INDIVIDUAL ESTÉRIL é utilizado na coleta de materiais para testes microbiológicos com finalidade clínica ou de pesquisa.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O produto SWAB INDIVIDUAL ESTÉRIL é formado por uma haste madeira de 150mm de comprimento, com algodão enrolado automaticamente na ponta da haste de modo firme. O produto é apresentado em embalagem unitária termoselada e é esterilizado por óxido de etileno estando pronto para o uso.

INSTRUÇÕES DE USO

- " Abrir a embalagem de modo asséptico no momento de seu uso.
- " Realizar a coleta do material biológico e, fazer a transferência da mesma.
- " Proceder a sua utilização de acordo com o protocolo do laboratório.
- " Após a utilização do "Swab" no teste laboratorial a ser realizado, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

PRECAUÇÕES

- " Após a utilização do "Swab" no teste laboratorial a ser realizado, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- " Manusear os materiais destinados aos testes microbiológicos devidamente paramentado e no local especificado para os mesmos.

ESTOCAGEM

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original a temperatura ambiente 4°C a 35°C

DESCARTE

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479

Registro(s) MS

10379860103

10379860184

10379860195

Classe: BACTERIOLOGIA

Modelo**23007 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL
HASTE DE PLÁSTICO CX/100**

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479

Características

O produto SWAB INDIVIDUAL ESTÉRIL é utilizado na coleta de materiais para testes microbiológicos com finalidade clínica ou de pesquisa.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O produto SWAB INDIVIDUAL ESTÉRIL é formado por uma haste plástico de 150mm de comprimento, com algodão não alginatado enrolado automaticamente na ponta da haste de modo firme.

O produto é apresentado em embalagem unitária termoselada e é esterilizado por óxido de etileno estando pronto para o uso.

INSTRUÇÕES DE USO

- " Abrir a embalagem de modo asséptico no momento de seu uso.
- " Realizar a coleta do material biológico e, fazer a transferência da mesma.
- " Proceder a sua utilização de acordo com o protocolo do laboratório.
- " Após a utilização do "Swab" no teste laboratorial a ser realizado, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

PRECAUÇÕES

- " Após a utilização do "Swab" no teste laboratorial a ser realizado, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- " Manusear os materiais destinados aos testes microbiológicos devidamente paramentado e no local especificado para os mesmos.

ESTOCAGEM

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original a temperatura ambiente 4°C a 35°C

DESCARTE

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Composição

Haste: Polipropileno Ponta: Algodão Hidrófilo

Registro(s) MS

10379860103

10379860184

10379860195