

## Sacos para Amostras

Os Sacos para amostras da KASVI são feitos de polietileno grau médico, dando assim resistência ao produto que pode ser utilizado em diferentes áreas, como: armazenamento de amostras de alimentos, amostras ambientais, amostras biológicas e farmacêuticas.

- Diferentes opções de volume;
- Área para identificação de amostras;
- Estéril por radiação gama;
- Livres de DNase, RNase e pirogênios.




Modelo	Descrição	Dimensão	Apresentação
K54-01	Saco para amostra 120 mL, com tarja, estéril.	178 x 76 mm	500 unidades/caixa
K54-02	Saco para amostra 540 mL, com tarja, estéril.	229 x 114 mm	500 unidades/caixa
K54-03	Saco para amostra 720 mL, com tarja, estéril.	229 x 140 mm	500 unidades/caixa
K54-04	Saco para amostra 1650 mL, com tarja, estéril.	300 x 180 mm	250 unidades/caixa

### Como utilizar o Saco para Amostras



Destacar a parte superior do saco ao longo da linha tracejada



Puxar as abas (frontal e posterior) para abrir o saco



Colocar a amostra dentro do saco



Dobrar as abas com os fios de ferro pelo menos 3 vezes



Dobrar o final das abas para fechar o saco

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.